

SOLUTION DE NETTOYAGE CONCENTREE 25% BAC A ULTRASONS 2L

Référence : SA 7070



Libellé article	SOLUTION DE NETTOYAGE CONCENTREE 25% BAC A ULTRASONS 2L
Code EAN	3700461444357
Caractéristiques	Caractéristiques : - dilution : 25%
Conseil	Ce produit est un concentré, il est à diluer à 25% (1 pour 4) avant utilisation dans un bac à ultrasons.
Durée de garantie	Pas de garantie (consommable)
Contenance (ml)	2 000,00 ml
Contenance (l)	2,00 l
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	NO
Type de consommables	Nettoyant



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)